


# TPA-18/TPA-24

Zementrestriktor & Setzinstrument  
*Cement restrictor & inserter*

---



## TPA-18/TPA-24



### Material

Die Zementrestriktoren werden aus Ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE) hergestellt.

### Material

*These cement restrictors are made out of Ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE).*

### 2 verschiedene Größen

Die Zementrestriktoren können in den folgenden Größen bestellt werden:

- Klein: ø Zementrestriktor min/max 12-18 mm
- Groß: ø Zementrestriktor min/max 18-24 mm

Diese Zementrestriktoren sind dadurch passend für die verschiedenen anatomischen Gegebenheiten bei Patienten und helfen den Zementfluss in den Femurschaft zu verhindern.

### 2 different sizes

*The cement restrictors are available in two different sizes:*

- Small: ø cement restrictor min/max 12-18 mm
- Large: ø cement restrictor min/max 18-24 mm

*They are therefore suitable to accommodate various patient anatomies and help restrict cement flow into the distal femoral shaft.*

### Instrument

Das Setzinstrument steht zum Einmalgebrauch zur Verfügung und ist Bestandteil des Artikels.

### Instrument

*The inserter is available as single use instrument and is part of the article.*



Artikel/Article	Größe/Size	Art.-Nr./Art.-No.
Zementrestriktor (12-18 mm) + Setzinstrument Cement restrictor (12-18 mm) + inserter	Klein/small ø 12-18 mm	TPA-18
Zementrestriktor (18-24 mm) + Setzinstrument Cement restrictor (18-24 mm) + inserter	Groß/large ø 18-24 mm	TPA-24

OSARTIS GmbH, Lagerstraße 11-15, 64807 Dieburg, Germany

phone +49 (0) 6071 - 929 0

fax +49 (0) 6071 - 929 100

e-mail info@osartis.de

web www.osartis.de



Tecres S.p.A., Via A. Doria, 6, 37066 Sommacampagna (Verona) – Italy

phone +39 045 - 9217 311

fax +39 045 - 9217 330

e-mail info@tecres.it

web www.tecres.it